

Số: 01 /TM-BV

Hung Yên, ngày 02 tháng 01 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ
V/v mua sắm hóa chất định lượng virus HBV

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Bệnh viện đa khoa Phố Nội đang xây dựng kế hoạch mua sắm hóa chất định lượng virus HBV Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm nêu trên, Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nội
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Minh Đức, Nhân viên khoa Dược, SĐT: 0919.192.938
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Phố Nội, Địa chỉ: phường Bần Yên Nhân; Thị Xã Mỹ Hòa; Tỉnh Hưng Yên.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02 tháng 01 năm 2025 đến ngày 11 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung mời báo giá

STT	Tên hàng hóa	Thông số Kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
1	AccuPower HBV Quantitative PCR Kit- BIONEER	Kit được dùng để định lượng DNA của virus viêm gan B trong mẫu huyết thanh, huyết tương bằng phương pháp Realtime PCR. - Đóng gói gồm: HBV premix, các nồng độ chứng dương chuẩn HBV (HBV SPC từ 1 đến 5), NTC, dung dịch đệm SL (SL buffer), Tấm film quang học (Tấm dán trong suốt), Đối chứng nội IPC DNA. - Ngưỡng phát hiện (LoD): 6.02 IU/ml - Giới hạn định lượng - LoQ: 15 IU/ml - Độ nhạy: 100 % (95% C.I 97.19 - 100) - Độ đặc hiệu: 100 % (95% C.I 96.65 - 100) - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương-EDTA - Thẻ tích đệm mẫu 400 microlit - Bảo quản ở nhiệt độ: từ -15 đến -25 độ C - Tương thích với hệ thống máy Existation	Hộp 96 Test	Hộp	02



STT	Tên hàng hóa	Thông số Kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
2	ExiPrep™ Dx Viral DNA/ RNA Kit- BIONEER	<ul style="list-style-type: none"> - Kít tách chiết DNA/RNA của virus từ: huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy, nước tiểu, dịch rửa phế quản, dịch cơ thể không tế bào, nước bọt, tăm bông lấy mẫu virus. - Thể tích mẫu sử dụng: 400 microlit - Tách chiết ADN/ARN bằng hạt từ silica - Cung cấp bao gồm Vật tư tiêu hao cần thiết cho quá trình tách chiết. - Bảo quản ở nhiệt độ phòng - Tương thích với hệ thống máy Existation 	Hộp 96 Test	Hộp	02

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.



GIÁM ĐỐC


Phạm Đăng Quế

