

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**  
**V/v Sửa chữa vật tư, thiết bị y tế**

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh dịch vụ sửa chữa vật tư, thiết bị y tế  
Bệnh viện đa khoa Phố Nổi đang xây dựng kế hoạch sửa chữa vật tư, thiết bị y tế.  
Để có căn cứ xây dựng kế hoạch nêu trên, Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá với nội  
dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị mời báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nổi
  - Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Gmail: totuvanbvdckphonoi@gmail.com  
hoặc qua văn thư, Bệnh viện Đa khoa Phố Nổi, Địa chỉ: phường Mỹ Hào ; Tỉnh Hưng  
Yên.
  - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Văn Thu  
Nhân viên phòng Vật Tư-TBYT, SĐT: 0972.408.842
  - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 26..tháng 8 năm 2025 đến ngày 05.tháng 9  
năm 2025
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung mời báo giá**

STT	Tên Danh Mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	SL	Địa điểm thực hiện	Thời gian dự kiến thực hiện
I	Sửa chữa máy điện tim 3 cần Model : ECG1150 Nước/HãngSX: Nihonkohden/Japan	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với máy	Máy	01	Bệnh viện đa khoa phố nổi	30 ngày
1	- Thực hiện Sửa chữa mạch tín hiệu ra máy					

	điện tim					
<b>II</b>	<b>Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân HãngSX/Nước; Philips/Mỹ</b>	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với máy	<b>Máy</b>	<b>01</b>		
1	- Thực hiện Sửa chữa nguồn 220 vôn máy monitor theo dõi bệnh nhân					
<b>III</b>	<b>Sửa chữa máy sắc thuốc đông y HãngSX/Nước; Medicine cooker/Việt Nam</b>	Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với máy	<b>Máy</b>	<b>01</b>		
1	- Thực hiện Sửa chữa bộ phận gia nhiệt máy sắc thuốc đông y					
<b>IV</b>	<b>Sửa chữa máy ly tâm ( máy số2 ) Model: 2420 Hãng/nước: Kubota, Nhật Bản</b>	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với máy	<b>Máy</b>	<b>01</b>		
1	- Thực hiện sửa chữa bo mạch điều khiển HY 2703					
<b>V</b>	<b>Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân HãngSX/Nước; Philips/Mỹ</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích với máy	<b>Máy</b>	<b>01</b>		

BE  
D  
P

1	- Thực hiện Thay thế bao đo huyết áp máy monitor					
<b>VI</b>	<b>Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân HãngSX/Nước; Omni/mỹ</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích máy	<b>Máy</b>	<b>01</b>		
1	- Thực hiện Sửa chữa bom đo huyết áp					
<b>VII</b>	<b>Sửa chữa giường điện điều khiển Hãng/ nước SX:Paramount bed/ indonesia</b>	Vật tư, sửa chữa đảm bảo tính tương thích với giường	<b>Cái</b>	<b>05</b>		
1	- Thực hiện Sửa chữa mạch điều khiển nâng, hạ, thanh chắn của giường điện					
<b>VIII</b>	<b>Sửa chữa xe cáng đẩy bệnh nhân Hãng/ nước SX:hải hà/ Việt Nam</b>	Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với xe cáng	<b>Cái</b>	<b>01</b>		
1	- Thực hiện Sửa chữa bộ phận nâng hạ của xe cáng					
<b>IX</b>	<b>Sửa chữa máy hấp dụng cụ Moden: TC600 Hãng/ nước SX:</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích máy	<b>Máy</b>	<b>01</b>		

	<b>Study/ đài loan</b>					
1	- Thực hiện sửa chữa val từ - Thực hiện sửa chữa kháng đốt - Thực hiện căn chỉnh các thông số					
<b>X</b>	<b>Sửa chữa máy hấp dụng cụ</b> <b>Moden: SAP 600</b> <b>Hãng/ nước SX:</b> <b>Study/ đài loan</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích máy	<b>Máy</b>	<b>01</b>		
1	- Thực hiện sửa chữa bơm cấp nước - Thực hiện sửa chữa val điện từ - Thực hiện căn chỉnh các thông số					
<b>XI</b>	<b>Sửa chữa máy sấy dụng cụ</b> <b>Moden:</b> <b>Hãng/ nước SX:</b> <b>Memmet/ đức</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích máy	<b>Máy</b>	<b>01</b>		
1	- Thực hiện sửa chữa bộ điều khiển - Thực hiện sửa chữa bộ đếm thời gian - Thực hiện sửa chữa các dây điện - Thực hiện căn chỉnh các thông số					
<b>XII</b>	<b>Sửa chữa máy kéo dẫn cột sống</b> <b>Moden: T1002</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính	<b>Máy</b>	<b>01</b>		

	<b>Hãng/ nước SX:</b> <b>Triton / Mỹ</b>	tương thích máy				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện nâng cấp phần mềm</li> <li>- Thực hiện nâng cấp ổ cứng</li> <li>- Thực hiện nâng cấp Ram, Rom</li> <li>- Thực hiện bảo dưỡng căn chỉnh các thông số, áp lực kéo</li> <li>- Thực hiện sửa chữa màn hình cảm ứng</li> <li>- Thực hiện sửa chữa lỗi Error 301 động cơ motor kéo.</li> <li>- Thực hiện vệ sinh toàn bộ máy kéo dẫn.</li> <li>- Sửa chữa cấp công tắc tạm dừng</li> <li>- Kiểm tra dịch chuyển bàn bệnh nhân, xiết chặt các ốc vít, khớp nối</li> </ul>					
<b>XIII</b>	<b>Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân</b> <b>Moden: BMS 1270</b> <b>Hãng/ nước SX:</b> <b>Nihonkodel/ Nhật bản</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích máy	<b>Máy</b>	<b>02</b>		
1	- Thực hiện sửa chữa bao đo huyết áp					
<b>XIV</b>	<b>Sửa chữa máy khí dung</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính	<b>Máy</b>	<b>02</b>		

	<b>Hãng/ nước SX:</b> <b>Omron/ Nhật bản</b>	tương thích máy				
1	- Sửa chữa máy khí dung					
<b>XV</b>	<b>Sửa chữa máy đo huyết áp cơ Alpk2</b> <b>Hãng/ nước SX:</b> <b>Tanaka/ Nhật bản</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích máy	<b>Máy</b>	<b>03</b>		
1	- Sửa chữa máy đo huyết áp cơ Alpk2					
<b>XVI</b>	<b>Sửa chữa xe tiem 3 tầng</b> <b>Hãng/ nước SX:hải hà/ Việt Nam</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích xe	<b>Chiếc</b>	<b>01</b>		
1	- Thực hiện sửa chữa bánh xe  - Thực hiện sửa chữa, gia cố lại xe tiem 3 tầng					
<b>XVII</b>	<b>Sửa chữa bàn tiểu phẫu</b> <b>Hãng/ nước SX:hải hà/ Việt Nam</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích Bàn	<b>Cái</b>	<b>01</b>		
1	- Thực hiện sửa chữa, gia cố lại bàn tiểu phẫu					
<b>XVIII</b>	<b>Sửa chữa bàn tit tiểu phẫu</b> <b>Hãng/ nước SX:hải hà/ Việt Nam</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích bàn	<b>Cái</b>	<b>01</b>		

1	- Thực hiện sửa chữa, gia cố lại bàn vít tiểu phẫu - Thực hiện thay thế bánh xe					
<b>XIX</b>	<b>Sửa chữa đồng hồ giảm áp</b> <b>Hãng/ nước SX:</b> <b>Kikuka/ Trung quốc</b>	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích với đồng hồ giảm áp	<b>Cái</b>	<b>07</b>		
	- Thay thế đồng hồ giảm áp					

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT,HS



**Phạm Đăng Quế**

