

THƯ MỜI BÁO GIÁ
V/v sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị y tế

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thay thế thiết bị y tế
Bệnh viện đa khoa Phố Nội đang xây dựng kế hoạch thay thế trang thiết bị. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa nêu trên, Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nội
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Gmail: totuvanbvdkphonoiv@gmail.com hoặc văn thư, Bệnh viện Đa khoa Phố Nội, Địa chỉ: phường Mỹ Hào; Tỉnh Hưng Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Văn Thư Nhân viên phòng Vật Tư-TBYT, SĐT: 0972.408.842
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14..tháng 4 năm 2026 đến ngày 20..tháng 4 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung mời báo giá

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐV | SL | Địa điểm thực hiện | Thời gian thực hiện |
|-----|--|---|-----|----|---------------------------|---------------------|
| I | Sửa chữa Máy monitor nội soi Tai mũi họng: Hãng/ nước SX: Medstar/hàn quốc | Vật tư thay thế đảm bảo với máy | Máy | 01 | Bệnh viện đa khoa phố nội | 15 ngày |
| 1 | Thay thế optic o độ | | cái | 01 | | |
| II | Máy điện tim 3 cần Hãng/ nước SX: Nihon kohden / Nhật bản | Vật tư sửa chữa tương thích với máy | Máy | 01 | | |
| 1 | Sửa chữa mạch nguồn 220 vôn máy điện tim | | cái | 01 | | |
| 2 | Sửa chữa mạch in nhiệt máy điện tim | | Cái | 01 | | |
| III | Sửa chữa đồng hồ giảm áp Hãng/ nước SX: Kikuka/ Trung quốc | Vật tư thay thế tương thích với đồng hồ | cái | 04 | | |
| 1 | Thay thế đồng hồ oxy | | Cái | 04 | | |



| | | | | |
|------|---|---|-----|----|
| IV | Sữa chữa Máy monitor theo dõi bệnh nhân: Hãng/ nước SX: Bistos/Korea | Vật tư sữa chữa tương thích với máy | Máy | 01 |
| 1 | Sữa chữa mạch đo tin hiệu huyết áp | | cái | 01 |
| V | Sữa chữa máy in mã vạch Hãng/ nước SX: Zebra/ China | Vật tư sữa chữa tương thích với máy | Máy | 02 |
| 1 | Sữa chữa mạch in mã vạch | | Cái | 02 |
| VI | Sữa chữa máy thở số 22 Hãng/ nước SX: Draeger/ Đức | | Máy | 01 |
| 1 | Sữa chữa mạch đo tin hiệu thể tích khí lưu thông | | cái | 01 |
| VII | Sữa chữa Máy monitor theo dõi bệnh nhân: máy số 1 (Hãng/ nước SX: Nihonkuden /Nhật bản) | Vật tư sữa chữa tương thích với máy | Máy | 01 |
| 1 | Sữa chữa mạch điều khiển 5 von | | cái | 01 |
| 2 | Thay thế dây đo Spo2 | | cái | 01 |
| VIII | Sữa chữa Dàn mô phẫu thuật nội soi Hãng/ nước SX: Karl storz/ Đức | Vật tư sữa chữa tương thích với dàn | Dàn | 01 |
| 1 | Sữa chữa mạch tin hiệu màu dàn mô nội soi phẫu thuật | | cái | 01 |
| 2 | Sữa chữa camera dàn mô nội soi phẫu thuật | | cái | 01 |
| IX | Máy thở Bennet 840 (máy số 2) Hãng SX: Ireland | Vật tư sữa chữa tương thích với máy | Máy | 01 |
| 1 | Sữa chữa mạch điều khiển tin hiệu 12 von | | cái | 01 |
| X | Sữa chữa máy thở số 15 Hãng/ nước SX: Draeger/ Đức | Vật tư sữa chữa tương thích với máy | Máy | 01 |
| 1 | Sữa chữa mạch điều khiển 220 von | | cái | 01 |
| XI | Sữa chữa Máy monitor theo dõi bệnh nhân số 3: Hãng/ nước SX: Mindray/china | Vật tư sữa chữa, thay thế tương thích với máy | Máy | 01 |
| 1 | Sữa chữa mạch đo tin hiệu huyết áp | | cái | 01 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|-----|----|--|--|--|
| 2 | Thay thế dây đo Spo2 | | | | | | | | |
| XII | Sửa chữa Máy monitor theo dõi bệnh nhân số 14:Hãng/ nước SX: Mindray/china | Vật tư sửa chữa tương thích với máy | | | Máy | 01 | | | |
| 1 | Thay thế dây đo Spo2 | | | | cái | 01 | | | |
| XIII | Sửa chữa Tủ bảo quản thuốc Hãng/Nước SX: Alaska/ Việt Nam | Vật tư sửa chữa tương thích với tủ | | | cái | 01 | | | |
| 1 | Sửa chữa lọc làm lạnh của tủ bảo quản thuốc | | | | cái | 01 | | | |
| 2 | Sửa chữa quạt dân nóng của tủ bảo quản thuốc | | | | cái | 01 | | | |
| XIV | Giường điện điều khiển Hãng/ nước SX: Hi- mec / NB | Vật tư sửa chữa tương thích với giường | | | cái | 02 | | | |
| 1 | Sửa chữa mạch điều khiển lên, xuống của giường | | | | cái | 02 | | | |
| 2 | Sửa chữa các chân bị gãy, kẹt bị | | | | cái | 04 | | | |
| XV | Sửa chữa Bồn rửa dụng cụ Nước SX: Việt Nam | Vật tư sửa chữa tương thích với bồn | | | Cái | 01 | | | |
| 1 | Sửa chữa đường cấp nước của bồn rửa | | | | cái | 01 | | | |

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu: VT,HS



Phạm Đăng Quế